

<p>ACCU-CHEK® <i>Instant</i></p>
<p><i>CONTROLS</i></p>
<p>REF 07869525</p>

 Für Selbstanwender geeignet / In-vitro-Diagnostikum

Vorgesehene Anwendung

Die Kontrolllösung ist für die Funktionskontrolle von Accu-Chek Instant und Accu-Chek Instant S Blutzuckermessgeräten und Accu-Chek Instant Teststreifen vorgesehen.

Mit Hilfe von Kontrolllösungen, deren Glukosekonzentration bekannt ist, lässt sich feststellen, ob der Benutzer richtig vorgeht und das System einwandfrei funktioniert. Die Messwerte der Funktionskontrollen müssen innerhalb des zulässigen Bereichs liegen, bevor Messungen an Patienten durchgeführt werden dürfen.

Wichtige Hinweise

WARNUNG: Erstkungsgefahr. Kleinteile. Außerhalb der Reichweite von Kindern unter 3 Jahren aufbewahren.

NICHT EINNEHMEN! Bei Verschlucken umgehend einen Arzt aufsuchen.

Inhalt einer Packung

Packung mit 2 x 2,5 mL Flaschen Kontrolllösung und Packungsbeilagen. Die Packung mit Accu-Chek Instant Kontrolllösung enthält zwei Flaschen mit Kontrolllösung, eine für den hypoglykämischen Bereich (Kontrolllösung 1, grauer Schraubverschluss) und eine für den hyperglykämischen Bereich (Kontrolllösung 2, weißer Schraubverschluss).

Entsorgung

Alle Bestandteile der Packung können Sie in den Hausmüll entsorgen. Beachten Sie die örtlichen Vorschriften, da diese von Land zu Land unterschiedlich sein können. Wenn Sie diesbezüglich Fragen haben, wenden Sie sich an Roche.

Lagerung und Handhabung der Kontrolllösungen

- Informationen zur Betriebsumgebung des Systems finden Sie in der Packungsbeilage der Teststreifen.
- Das aufgedruckte Haltbarkeitsdatum gilt nur, wenn die ungeöffneten Kontrolllösungen bei einer Temperatur zwischen 2 und 32 °C aufbewahrt wurden.
- Eine Aufbewahrung der Kontrolllösungen im Kühlschrank ist nicht erforderlich. Frieren Sie die Kontrolllösungen nicht ein.
- Vermerken Sie auf dem Flaschenetikett das Datum, an dem Sie die Flasche mit Kontrolllösung angebrochen haben. Entsorgen Sie die Kontrolllösung entweder 3 Monate nachdem Sie die Flasche mit Kontrolllösung angebrochen haben (Entsorgungsdatum) oder sobald das Haltbarkeitsdatum überschritten ist; je nachdem, was zuerst eintritt.
- Kontrolllösungen, die gekühlt aufbewahrt wurden, müssen vor der Funktionskontrolle unbedingt Raumtemperatur erreichen (wobei die Flasche mit Kontrolllösung verschlossen bleiben muss).
- Die Kontrolllösung kann Flecken auf Kleidung verursachen. Die Flecken können mit Wasser und Seife entfernt werden.

Durchführen einer Funktionskontrolle

Anweisungen zur Durchführung einer Funktionskontrolle finden Sie in der Gebrauchsanweisung des Messgeräts.

Mögliche Fehlerquellen

- Liegen die Messwerte der Funktionskontrolle außerhalb des zulässigen Bereichs, verwenden Sie das Messgerät erst nachdem Sie das Problem gelöst haben. Überprüfen Sie die möglichen Ursachen wie folgt:
- Wurde das Haltbarkeitsdatum der Teststreifen oder der Kontrolllösungen überschritten?
 - Haben Sie die Spitze der Flasche mit Kontrolllösung vor Gebrauch abgewischt?
 - Waren die Teststreifenode und die Flasche mit Kontrolllösung immer fest verschlossen?
 - Wurde der entnommene Teststreifen sofort verwendet?
 - Wurden die Teststreifen und die Kontrolllösungen an einem kühlen, trockenen Ort aufbewahrt?
 - Wurde bei der Durchführung der Funktionskontrolle der korrekte Kontrolllösungslevel ausgewählt?
 - Haben Sie die Anweisungen korrekt befolgt?

Häufigkeit von Funktionskontrollen

Die Häufigkeit der Funktionskontrollen sollte sich nach den in Ihrer Einrichtung geltenden Bestimmungen richten.

Funktionskontrollen sollten durchgeführt werden:

- bevor das Messgerät erstmals für Messungen am Patienten eingesetzt wird
- in den in Ihrer Einrichtung festgelegten Abständen
- nach dem Öffnen einer neuen Teststreifenpackung
- wenn Sie vergessen haben, die Teststreifenode zu verschließen
- wenn die Teststreifen unsachgemäß aufbewahrt oder gelagert wurden
- wenn Ihnen ein ermittelter Messwert fragwürdig erscheint
- wenn Sie überprüfen möchten, ob das System richtig funktioniert
- wenn das Messgerät heruntergefallen ist

Nach den in Ihrer Einrichtung geltenden Bestimmungen sind Sie unter Umständen gehalten, **nach** den folgenden Vorfällen eine Funktionskontrolle durchzuführen, **bevor** weitere Messungen am Patienten erfolgen dürfen:

- Die Messwerte vorangehender Funktionskontrollen lagen außerhalb des zulässigen Bereichs.
- Die Funktionskontrollen wurden nicht in den vorgeschriebenen Abständen durchgeführt.

Die Messwerte von Funktionskontrollen müssen innerhalb des zulässigen Bereichs liegen, der auf dem Etikett der Teststreifenode angegeben ist oder von Ihrer Einrichtung festgelegt wurde. Eine Messung am Patienten darf nur erfolgen, wenn die Funktionskontrollen in den vorgeschriebenen Abständen durchgeführt wurden und die Messwerte im zulässigen Bereich liegen.

Komponente	Kontrolllösungslevel 1 (niedrig)	Kontrolllösungslevel 2 (hoch)
Glukose	0,06 %	0,30 %
Puffer	4,83 %	4,82 %
Biologisches Salz	3,39 %	3,38 %
Konservierungsstoffe	0,30 %	0,30 %
Nichtreaktive Substanzen	9,99 %	9,97 %
FD&C Blue #1	0,08 %	0,08 %
Prozentgehalt Gewicht/Gewicht		

HINWEIS

Symbolerklärungen finden Sie am Ende dieser Packungsbeilage.

Weitere Informationen finden Sie auf unserer Internetseite www.accu-chek.com oder wenden Sie sich an Roche.

LETZTE ÜBERARBEITUNG: 2018-12

 Utilisable en autocontrôle / Diagnostic in vitro

Utilisation prévue

La solution de contrôle est destinée au test de contrôle des lecteurs de glycémie Accu-Chek Instant et Accu-Chek Instant S et des bandelettes réactives Accu-Chek Instant.

Tester les lecteurs et bandelettes réactives au moyen de solutions de contrôle contenant un taux de glucose déterminé sert à confirmer que le système fonctionne correctement et que l'utilisateur suit la procédure de façon adéquate. Les résultats de contrôle doivent se situer dans l'intervalle acceptable avant de procéder à des mesures sur des patients.

Informations importantes

AVERTISSEMENT : Risque d'étouffement. Petites pièces. Conservez hors de portée des enfants de moins de 3 ans.

NE PAS INGÉRER ! En cas d'ingestion, demandez immédiatement des soins médicaux.

Contenu de la boîte

Boîte comprenant 2 flacons de 2,5 mL de solution de contrôle et les notices d'utilisation. La boîte de solutions de contrôle Accu-Chek Instant contient deux flacons de solution de contrôle, l'un correspondant au domaine des hypoglycémies (solution de contrôle 1, bouchon gris) et l'autre correspondant au domaine des hyperglycémies (solution de contrôle 2, bouchon blanc).

Élimination

Tous les composants de la boîte peuvent être éliminés avec les ordures ménagères. Consultez les règlements municipaux ; ils peuvent varier d'un pays à l'autre. Si vous avez des questions, contactez Roche.

Conservation et manipulation des solutions de contrôle

- Reportez-vous à la notice d'utilisation des bandelettes réactives pour connaître les conditions de fonctionnement du système.
- La date de péremption indiquée vaut si les solutions de contrôle non entamées sont conservées à une température comprise entre 2 et 32 °C.
- Il n'est pas nécessaire de conserver les solutions de contrôle au réfrigérateur. Ne congelez pas la solution de contrôle.
- Lorsque vous ouvrez un nouveau flacon de solution de contrôle, inscrivez la date sur l'étiquette du flacon. La solution de contrôle doit être éliminée au plus tard 3 mois après la date à laquelle le flacon de solution de contrôle a été ouvert (date d'élimination) sans toutefois dépasser la date de péremption imprimée sur l'étiquette du flacon.
- Laissez revenir les solutions de contrôle réfrigérées à température ambiante (sans ouvrir le flacon) avant de procéder au test.
- La solution de contrôle peut tacher les vêtements. Si vous en renversez, lavez vos vêtements à l'eau et au savon.

Réalisation d'un test de contrôle

Veillez vous reporter au manuel d'utilisation du lecteur pour obtenir des instructions relatives à la réalisation d'un test de contrôle.

Sources d'erreur

- Si les résultats de contrôle se situent hors de l'intervalle acceptable, n'utilisez pas le lecteur jusqu'à ce que vous ayez résolu le problème. Reportez-vous à la liste suivante pour résoudre le problème.
- La date de péremption des bandelettes réactives ou des solutions de contrôle était-elle dépassée ?
 - Avez-vous bien essuyé l'embout du flacon de solution de contrôle avant l'utilisation ?
 - Avez-vous toujours correctement refermé le tube de bandelettes réactives et le flacon de solution de contrôle ?
 - Avez-vous utilisé la bandelette réactive aussitôt après l'avoir retirée du tube de bandelettes réactives ?
 - Avez-vous bien conservé les bandelettes réactives et les solutions de contrôle à l'abri de la chaleur et de l'humidité ?
 - Avez-vous choisi le bon niveau de solution de contrôle lorsque vous avez effectué le test de contrôle ?
 - Avez-vous bien suivi les instructions ?

Intervalles de test de contrôle

Respectez la politique relative aux intervalles de test de contrôle de votre établissement.

Un test de contrôle doit être effectué :

- avant la première utilisation du lecteur pour mesurer la glycémie d'un patient ;
- aux intervalles établis par votre établissement ;
- à l'ouverture d'une nouvelle boîte de bandelettes réactives ;
- si le tube de bandelettes réactives est resté ouvert ;
- si les bandelettes réactives n'ont pas été conservées dans des conditions adéquates ;
- si l'on met en doute un résultat glycémique d'un patient ;
- afin de vérifier le fonctionnement du système ;
- si vous avez laissé tomber le lecteur.

Votre établissement peut exiger qu'un test de contrôle soit effectué avec succès **après** l'un ou l'autre des événements suivants et **avant** que le lecteur serve à nouveau pour mesurer la glycémie d'un patient :

- Les résultats de contrôle précédents se situaient hors de l'intervalle acceptable.
- Les tests de contrôle n'ont pas été effectués à l'intervalle approprié.

Les résultats de contrôle doivent se situer dans l'intervalle imprimé sur l'étiquette du tube de bandelettes réactives, ou tel que défini par votre établissement, avant d'être considérés comme acceptables. La mesure de la glycémie des patients peut être effectuée une fois que des résultats de contrôle acceptables ont été obtenus lors de tests effectués à l'intervalle approprié.

Composants

Composant	Solution de contrôle Niveau 1 (basse)	Solution de contrôle Niveau 2 (élevée)
Glucose	0,06 %	0,30 %
Tampon	4,83 %	4,82 %
Sel biologique	3,39 %	3,38 %
Conservateur	0,30 %	0,30 %
Composants non réactifs	9,99 %	9,97 %
Bleu brillant F.C.F. #1	0,08 %	0,08 %
Pourcentages exprimés en poids/poids		

REMARQUE

Vous trouverez la signification des symboles utilisés à la fin de la présente notice d'utilisation.

Pour plus d'informations, consultez notre site Internet www.accu-chek.com ou adressez-vous au représentant local de Roche.

MISE À JOUR : 2018-12

 Adatto all'autocontrollo / Per uso diagnostico in vitro

Uso previsto

La soluzione di controllo è indicata per l'esecuzione del controllo di funzionalità dei misuratori di glicemia Accu-Chek Instant e Accu-Chek Instant S e delle strisce reattive Accu-Chek Instant.

L'esecuzione del controllo di funzionalità con soluzioni di controllo contenenti concentrazioni note di glucosio consente di verificare che la procedura operativa e il funzionamento del sistema siano corretti. I risultati del controllo devono rientrare negli intervalli delle concentrazioni di riferimento prestabiliti prima di poter eseguire test della glicemia validi sui pazienti.

Informazioni importanti

AVVERTENZA: Pericolo di soffocamento. Parti di piccole dimensioni. Conservare fuori dalla portata dei bambini sotto i 3 anni.

NON INGERIRE! In caso di ingestione, consultare immediatamente un medico.

Contenido della confezione

Confezione contenente 2 soluzioni di controllo da 2,5 mL e foglietti illustrativi. La confezione della soluzione di controllo Accu-Chek Instant contiene due soluzioni di controllo: una per l'intervallo ipoglicemico (soluzione di controllo 1, tappo grigio) e una per l'intervallo iperglicemico (soluzione di controllo 2, tappo bianco).

Smaltimento

Tutti i componenti della confezione possono essere eliminati con i rifiuti domestici. Osservare le disposizioni locali vigenti in materia. Per qualsiasi domanda, contattare Roche.

Uso e conservazione della soluzione di controllo

- Leggere il foglietto illustrativo delle strisce reattive per informazioni sulle condizioni operative del sistema.
- La data di scadenza si riferisce al prodotto ancora integro e conservato a una temperatura compresa tra 2 e 32 °C.
- Non è necessario conservare le soluzioni di controllo in frigorifero. Non congelare la soluzione di controllo.
- Scrivere la data di apertura della soluzione di controllo sull'etichetta del flacone. La soluzione di controllo è stabile per 3 mesi dalla data di apertura e comunque non oltre la data di scadenza stampata sull'etichetta del flacone.
- Le soluzioni di controllo tolte direttamente dal frigorifero devono essere riportate a temperatura ambiente prima dell'uso (senza aprire il flacone della soluzione di controllo).
- La soluzione di controllo può macchiare gli indumenti. Se la soluzione di controllo viene a contatto con gli indumenti, lavare con acqua e sapone.

Esecuzione di un controllo di funzionalità

Consultare il manuale per l'uso del misuratore per le istruzioni relative all'esecuzione del controllo di funzionalità.

Fonti di errore

Se i risultati del controllo di funzionalità non rientrano nell'intervallo delle concentrazioni di riferimento prestabilito è necessario risolvere il problema prima di poter utilizzare il misuratore. La seguente lista può aiutare a risolvere il problema.

- Le strisce reattive o le soluzioni di controllo erano scadute?
- È stata pulita la punta del flacone della soluzione di controllo prima dell'uso?
- I tappi del flacone delle strisce reattive e del flacone della soluzione di controllo sono stati sempre chiusi perfettamente?
- La striscia reattiva è stata usata subito dopo averla tolta dal flacone?
- Le strisce reattive e le soluzioni di controllo sono state conservate in un luogo fresco e asciutto?
- È stato selezionato il livello corretto della soluzione di controllo con cui è stato eseguito il controllo di funzionalità?
- Le istruzioni sono state seguite correttamente?

Frequenza dei controlli di funzionalità

Seguire le disposizioni vigenti nella propria struttura riguardo alla frequenza dei controlli di funzionalità.

Il controllo di funzionalità dovrebbe essere eseguito nei seguenti casi:

- prima di utilizzare per la prima volta il misuratore per eseguire test della glicemia sui pazienti,
- a scadenze regolari stabilite dalla propria struttura,
- ogniqualevolta si apre una nuova confezione di strisce reattive,
- se si è lasciato aperto il flacone delle strisce reattive,
- se le strisce reattive non sono state conservate in modo appropriato,
- se sussistono dubbi sul risultato glicemico,
- per verificare la prestazione del sistema,
- se il misuratore è caduto.

Prima di poter riprendere a eseguire test della glicemia sui pazienti, è possibile che la struttura sanitaria in cui si opera richieda l'**avvenuta** esecuzione di controlli di funzionalità validi se:

- i risultati del controllo precedenti non rientrano nell'intervallo delle concentrazioni di riferimento prestabilito,
- i controlli di funzionalità non sono stati eseguiti a scadenze regolari.

Per essere considerati validi, i risultati del controllo devono rientrare nell'intervallo delle concentrazioni di riferimento prestabilito riportato sull'etichetta del flacone delle strisce reattive oppure nell'intervallo delle concentrazioni di riferimento stabilito dalla propria struttura. È possibile eseguire test della glicemia sui pazienti se i dovuti controlli di funzionalità sono stati eseguiti correttamente a scadenze regolari.

Composizione

Componente	Soluzione di controllo Livello 1 (basso)	Soluzione di controllo Livello 2 (alto)
Glucosio	0,06 %	0,30 %
Tampone	4,83 %	4,82 %
Sale biologico	3,39 %	3,38 %
Conservante	0,30 %	0,30 %
Componente non reattivo	9,99 %	9,97 %
FD&C Blu n. 1	0,08 %	0,08 %
Percentuali in peso/peso		

NOTA

La spiegazione dei simboli è riportata in fondo a questo foglietto illustrativo.

Per ulteriori informazioni consultare il nostro sito www.accu-chek.com o rivolgersi al rappresentante locale Roche.

VERSIONE ATTUALIZZATA: 2018-12

 Geschikt voor zelfcontrole / Voor in-vitrodiagnostisch gebruik

Toepassing

De controleoplossing is bedoeld voor de functiecontrole van Accu-Chek Instant- en Accu-Chek Instant S-bloedglucosemeters en Accu-Chek Instant-teststrips.

Het meten van controleoplossingen met bekende glucoseconcentraties waarborgt het goed functioneren en het juiste gebruik van het systeem. De resultaten van functiecontrolemetingen moeten binnen de aangegeven toegestane bereiken liggen, voordat geldige metingen van patiëntenmonsters kunnen worden uitgevoerd.

Belangrijke informatie

WAARSCHUWING: Verstikkingsgevaar. Kleine onderdelen. Buiten het bereik van kinderen jonger dan 3 jaar bewaren.

NIEt INNEMEN! Indien het product is ingeslikt, dient onmiddellijk medische hulp te worden ingeroepen.

Inhoud van de verpakking

De verpakking bevat 2 x 2,5 mL controleoplossing en bijsluiters. De verpakking Accu-Chek Instant- controleoplossing bevat twee controleoplossingen, één voor het hypoglykemische bereik (controleoplossing 1, grijze dop) en één voor het hyperglykemische bereik (controleoplossing 2, witte dop).

Afvalverwijdering

Alle onderdelen van de verpakking kunnen met het gewone huisvuil worden weggegooid. Houdt u zich hierbij aan de plaatselijk geldende verordeningen, aangezien hierin verschillen kunnen bestaan. Voor vragen kunt u contact opnemen met Roche.

Bewaren en gebruik van de controleoplossing

- Raadpleeg de bijsluter van de verpakking teststrips voor de condities voor het gebruik van het systeem.
- De gedrukte vervaldatum is alleen geldig als de ongeopende flesjes controleoplossing bij een temperatuur tussen 2 en 32 °C worden bewaard.
- De controleoplossing hoeft niet in de koelkast te worden bewaard. De controleoplossing niet invriezen.
- Schrijf na het openen van een flesje controleoplossing de datum op het etiket van het flesje. De controleoplossing moet 3 maanden na de datum dat het flesje controleoplossing werd geopend ("weggegooidum"), doch uiterlijk op de op het etiket aangegeven vervaldatum, worden weggegooid.
- Laat controleoplossingen, die in de koelkast zijn bewaard, voor gebruik eerst op kamertemperatuur komen (zonder het flesje controleoplossing te openen).
- De controleoplossing bevat een kleurstof, die bij morsen vlekken op weefsels kan veroorzaken. Verwijder de kleurstof door wassen met zeep en water.

Uitvoeren van een functiecontrolemeting

Raadpleeg de gebruiksaanwijzing van de meter voor aanwijzingen voor het uitvoeren van een functiecontrolemeting.

Oorzaken van fouten

Als de resultaten van functiecontrolemetingen buiten het toegestane bereik liggen, mag u de meter niet gebruiken tot het probleem opgelost is. Gebruik de onderstaande lijst om het probleem op te lossen.

- Was de vervaldatum van de teststrips of van de controleoplossingen overschreden?
- Heeft u de punt van het flesje controleoplossing voor gebruik goed afgeveegd?
- Zijn de flacon teststrips en het flesje controleoplossing altijd goed met de dop afgesloten geweest?
- Is de teststrip onmiddellijk, nadat deze uit de flacon teststrips is genomen, gebruikt?
- Zijn de teststrips en de controleoplossingen op een koele, droge plaats bewaard geweest?
- Heeft u bij het uitvoeren van de functiecontrolemeting het juiste niveau controleoplossing gekozen?
- Heeft u de aanwijzingen correct opgevolgd?

Intervallen tussen functiecontrolemetingen

Volg de richtlijnen van uw instelling of laboratorium met betrekking tot de intervallen tussen functiecontrolemetingen zorgvuldig op.

Functiecontrolemetingen dienen te worden uitgevoerd:

- voordat de meter voor het eerst wordt gebruikt voor de meting van patiëntenmonsters.
- met door de instelling of het laboratorium vastgestelde intervallen.
- als er een nieuwe verpakking teststrips in gebruik wordt genomen.
- als de flacon teststrips open heeft gestaan.
- als de teststrips niet op de juiste wijze zijn bewaard.
- als er twijfels zijn over een bloedglucoseresultaat.

- om de goede werking van het systeem te controleren.

- als de meter is gevallen.

Mogelijk heeft uw instelling of laboratorium bepaald, dat functiecontrolemetingen succesvol moeten worden uitgevoerd **na** en van de volgende gevallen en **voordat** er weer metingen van patiëntenmonsters worden uitgevoerd:

- De resultaten van de voorgaande functiecontrolemetingen lagen buiten het toegestane bereik.
- De functiecontrolemetingen zijn niet op het juiste tijdstip (juiste tijdsinterval) uitgevoerd.

De resultaten van functiecontrolemetingen moeten binnen het toegestane bereik, dat op het etiket van de flacon teststrips staat vermeld of door uw laboratorium of instelling is vastgesteld, liggen om als geldig te kunnen worden aangemerkt. Metingen van patiëntenmonsters kunnen pas worden uitgevoerd, nadat functiecontrolemetingen op het juiste tijdstip (juiste tijdsinterval) met succes zijn uitgevoerd.

Component	Controleoplossing niveau (level) 1 (laag)	Controleoplossing niveau (level) 2 (hoog)
Glucose	0,06 %	0,30 %
Buffer	4,83 %	4,82 %
Biologisch zout	3,39 %	3,38 %
Conserveringsmiddel	0,30 %	0,30 %
Niet-reactieve bestanddelen	9,99 %	9,97 %
FD&C Blue #1	0,08 %	0,08 %
Percentages in gewicht/gewicht		

OPMERKING

De verklaring van de symbolen vindt u aan het einde van deze bijsluter.

Voor meer informatie kunt u onze website www.accu-chek.com raadplegen of contact opnemen met de lokale vertegenwoordiging van Roche.

DATUM VAN UITGIFTE: 2018-12

 Vhodné pro selfmonitoring/Použití in vitro

Zamýšlené použití

Kontrolní roztok je určen k provádění funkčních kontrol na glukometrech Accu-Chek Instant a Accu-Chek Instant S s testovacími proužky Accu-Chek Instant.

Testování kontrolních roztoků se známými hladinami glukózy určují, zda obsluha a systém fungují správně. Aby bylo možné provádět platná testování pacientů, musí být výsledky funkčních kontrol v definovaných přijatelných rozsazích.

Důležité informace

VAROVÁNÍ: Nebezpečí spolknutí. Malé díly. Uchovávejte mimo dosah dětí do 3 let. NEUŽÍVAT VNITŘNĚ! V případě polknutí okamžitě vyhledejte lékařskou pomoc.

Obsah balení

Balení obsahující 2 x 2,5 mL kontrolního roztoku a příbalové letáky. Balení kontrolního roztoku Accu-Chek Instant obsahuje dva kontrolní roztoky, jeden pro hypoglykemické rozsahy (kontrolní roztok 1, šedé víčko) a jeden pro rozsahy hyperglykemické (kontrolní roztok 2, bílé víčko).

Likvidace

Všechny součásti balení lze likvidovat společně s běžným domácím odpadem. Seznamte se s místními předpisy; mohou se lišit podle země. S případnými otázkami se obraťte na společnost Roche.

Uchovávání a manipulace s kontrolními roztoky

- Informace o provozních podmínkách systému najdete v příbalovém letáku testovacích proužků.
- Vytištěná doba použitelnosti platí, jestliže jsou neotevřené kontrolní roztoky skladovány mezi 2 a 32 °C.
- Kontrolní roztoky není nutné uchovávat v chladničce. Kontrolní roztok chraňte před mrazem.
- Na štítek lahvičky s kontrolním roztokem napište datum, kdy byla lahvička otevřena. Kontrolní roztok musí být zlikvidován 3 měsíce po otevření lahvičky (datum likvidace) nebo v okamžiku uplynutí

